

Informazioni sulla spedizione e la conservazione dei test SNAP

IDEXX si impegna a fornire prodotti diagnostici di massima qualità, consegnandoli presso la vostra struttura veterinaria quando necessari. Per ovviare alle variazioni di temperatura a livello regionale, soprattutto nei mesi estivi, sono stati eseguiti studi di stabilità nell'ambito del nostro processo di sviluppo. Questi studi prevedono prove di stress termico al fine di garantire che i test SNAP™ siano in grado di supportare le ragionevoli sollecitazioni che avvengono durante la spedizione e che le relative prestazioni non vengano compromesse da esposizione a diverse temperature durante il trasporto. L'imballaggio e l'aggiunta di borse ghiaccio sono specifici per prodotto e progettati per prevenire rapidi sbalzi di temperatura.

Per garantire la qualità del prodotto e l'integrità dell'imballaggio, i nostri prodotti vengono spediti e successivamente conservati nelle seguenti condizioni. **IMPORTANTE: Conservare i test SNAP immediatamente dopo il ricevimento secondo le istruzioni di imballaggio (le condizioni di spedizione possono differire dalle condizioni di conservazione).**

Test SNAP™	Condizioni previste di spedizione	La ricezione dei test avverrà entro questo periodo di tempo per garantire la qualità del prodotto	Conservazione necessaria una volta ricevuti i test
SNAP™ 4Dx™ Plus SNAP™ Leish 4Dx™ SNAP™ Leishmania	Temperatura ambiente	Entro 60 ore dalla spedizione	A temperatura ambiente [†] per 6 mesi o conservato in frigorifero fino alla scadenza
SNAP™ FeLV SNAP™ Feline Triple™ SNAP™ FIV/FeLV Combo	Temperatura ambiente	Entro 60 ore dalla spedizione	In frigorifero fino alla scadenza
SNAP™ Filariosi cardiopolmonare SNAP™ Parvo	Temperatura ambiente	Entro 48 ore dalla spedizione	A temperatura ambiente [†] fino alla scadenza
SNAP™ cPL™ SNAP™ Giardia SNAP™ Lepto SNAP™ Foal IgG	Temperatura ambiente	Entro 48 ore dalla spedizione	In frigorifero fino alla scadenza
SNAP™ fPL™ SNAP™ Feline proBNP	In ghiaccio	Entro 48 ore dalla spedizione	In frigorifero fino alla scadenza

[†] Temperatura ambiente: 18 °C–25 °C/64 °F–77 °F

Nota: In zone remote, IDEXX presta particolare attenzione a condizioni speciali di imballaggio e consegna, volte a garantire la qualità e l'integrità del prodotto.