

Test SNAP FIV/FeLV Combo

Accuratezza del test

Sensibilità e specificità del test SNAP™ FIV/FeLV Combo

Analita	Metodo di riferimento	Risultati del test SNAP		Totale	Sensibilità (95% CL)
		+	–		Specificità (95% CL)
FeLV ¹	+	158	0	407	100% (97,7%–100%)
	–	2	247		99,2% (97,1%–99,9%)
FIV ²	+	95	0	279	100% (96,2%–100%)
	–	4	180		97,8% (95,4%–99,4%)

Metodo di riferimento

1. Test dell'antigene del virus della leucemia felina PetChek™
2. Western blot per il virus dell'immunodeficienza felina (FIV)

Per l'interpretazione dei risultati e gli algoritmi diagnostici, visita idexx.it/FelineComboRisorse.

Fonte: Singh S, Davenport KA, Schooley E, et al. Diagnostic accuracy of a point-of-care immunoassay for feline immunodeficiency virus antibodies, feline leukemia virus antigen, and *Dirofilaria immitis* antigen. *Viruses*. 2023;15(10):2117. doi:10.3390/v15102117