Test antigenico SNAP FeLV

Accuratezza del test

Sensibilità e specificità del test antigenico SNAP FeLV

Analita	Metodo di riferimento	Risultati del test SNAP		Totale	Sensibilità (95% CL)
		+	–		Specificità (95% CL)
FeLV[1]	+	158	0	407	100% (97,7%–100%)
	–	2	247		99,2% (97,1-99,9%)

Fonte: Singh S, Davenport KA, Schooley E, Ruggiero A, Nassar S, Buch J, Chandrashekar R. Diagnostic Accuracy of a Point-of-Care Immunoassay for Feline Immunodeficiency Virus Antibodies, Feline Leukemia Virus Antigen, and Dirofilaria immitis Antigen. Viruses. 2023 Oct 19;15(10):2117. doi:10.3390/v15102117. PMID:37896893; PMCID: PMC106112086.

Metodo di riferimento

1. Test antigenico del virus della leucemia felina PetChek*

Per l'interpretazione e gli algoritmi diagnostici, visitare **idexx.it/FelineComboRisorse**.

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. • 09-2693110-00 • L'informativa sulla privacy di IDEXX è disponibile su idexx.com.

Tutti i marchi sono di proprietà di IDEXX Laboratories, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.