

Importante aggiornamento di servizio

I Laboratori di Riferimento IDEXX annunciano un aggiornamento degli intervalli di riferimento del test Spec fPL

A partire dal 12 luglio 2023, i Laboratori di Riferimento IDEXX forniranno nuovi intervalli di riferimento aggiornati per i risultati del test Spec fPL* (lipasi pancreatiche specifiche felina). Confrontare i risultati di un singolo paziente con un intervallo di riferimento è una componente fondamentale per determinare la salute di un paziente. Ogni laboratorio di riferimento dovrebbe rivedere periodicamente i propri intervalli di riferimento e aggiornarli quando opportuno.

Quali intervalli di riferimento verranno aggiornati?

Gli intervalli di riferimento per il test Spec fPL verranno aggiornati come segue:

≤ 4.4 µg/l	Intervallo normale
4.5-8.8 µg/l	La concentrazione di fPL è nell'intervallo equivoco (4,5-8,8 µg/l) e la presenza di una pancreatite è possibile. Si consiglia di indagare per altre patologie e di considerare ulteriori esami diagnostici e/o trattamenti se vi sono segni clinici o altra evidenza di malattia. Verificare nuovamente la concentrazione di Spec fPL tra 2-3 settimane.
> 8.8 µg/l	La concentrazione di fPL è coerente con una pancreatite (≥ 8,9 µg/l). Se sono presenti segni clinici, trattare adeguatamente ed indagare i fattori di rischio e la presenza di malattie concomitanti, tra cui enterite, colangite, lipidosi epatica e diabete mellito. Monitorare la concentrazione di Spec fPL per valutare la risposta al trattamento. Se non sono presenti segni clinici, prendere in considerazione ulteriori esami diagnostici, consigliare al proprietario di monitorare da vicino il paziente e ricontrollare la concentrazione di Spec fPL tra 2-3 settimane.

Perché gli intervalli di riferimento sono stati modificati?

Il Dr. Jörg Steiner e il suo team al Texas A&M University Gastrointestinal Laboratory hanno recentemente completato un nuovo studio di validazione del test Spec fPL che ha indicato che un aggiornamento dei criteri interpretativi era necessario e si sarebbero allineati meglio con l'esperienza clinica di questo test. Questo lavoro verrà documentato in uno studio sottoposto a peer review, la cui pubblicazione è prevista per l'estate del 2023.

Il test SNAP fPL sta cambiando?

No, il test SNAP* fPL* è progettato per essere un test di esclusione ad alta sensibilità. I nuovi intervalli di riferimento del test Spec fPL non influiscono sulla sensibilità del test SNAP fPL. Le raccomandazioni relative al test SNAP non cambieranno. Un risultato normale aiuta ad escludere una pancreatite. Un risultato anormale associato a segni clinici indica che il gatto potrebbe avere una pancreatite e si raccomanda un follow-up con un test Spec fPL quantitativo.

Quale sarà l'impatto sull'andamento dei risultati di laboratorio?

L'attuale metodologia del test non è cambiata. È possibile confrontare direttamente i risultati precedenti con quelli nuovi.



Contattare IDEXX

Assistenza Clienti Laboratorio di Riferimento

Per ulteriori domande sui codici dei test, sui tempi di esecuzione o sui prezzi, contattare il team di assistenza clienti del laboratorio di riferimento al numero +390287103676 o via email all'indirizzo laboratorioitalia@idexx.com.

Publicato a luglio 2023.

© 2023 IDEXX Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. • 09-2690519-00 • L'informativa sulla privacy è disponibile su [idexx.com](https://www.idexx.com).

*fPL, SNAP e Spec fPL sono marchi o marchi registrati di IDEXX Laboratories, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.