

Domande frequenti sul test SNAP FIV/FelV Combo

Cos'è il test SNAP FIV/FelV Combo?

Il test SNAP™ FIV/FelV Combo permette di rilevare nei gatti la presenza di anticorpi contro il virus dell'immunodeficienza felina (FIV) e il virus della leucemia felina (FeLV). Il test per queste due malattie infettive rappresenta uno strumento diagnostico avanzato a supporto della salute dei gatti.

Come vanno interpretati i risultati del test SNAP FIV/FelV Combo?

- + **FIV:** un risultato positivo indica che un gatto non vaccinato di età superiore ai 6 mesi ha anticorpi anti-FIV circolanti e, quindi, è probabilmente infetto.
- + **FeLV:** questo test immunologico rapido rileva l'antigene FeLV p27 che, se presente, è diagnostico per l'infezione da FeLV.

Il test può essere utilizzato sui gattini?

Se un gatto di età inferiore a 6 mesi risulta negativo al test per la FIV, è improbabile che sia infetto. I gattini nati da gatte infette possono risultare positivi agli anticorpi. I gattini risultati positivi al test per la FIV prima dei 6 mesi di età devono essere sottoposti a un nuovo test per gli anticorpi anti-FIV a intervalli di 60 giorni oppure al test FIV RealPCR™. Se i test effettuati dopo i 6 mesi di età risultano ancora positivi, i gattini devono essere considerati infetti.

Secondo le linee guida 2020 dell'AAFP per la diagnosi e la gestione dei retrovirus felini, i gattini possono essere testati per la FeLV a "qualsiasi età". I gatti possono risultare positivi a qualsiasi età e, in tal caso, è necessario eseguire ulteriori test di approfondimento (si veda l'algoritmo diagnostico per la FeLV). Se si sospetta una recente esposizione, i gatti con risultato negativo devono essere sottoposti a un nuovo test almeno 30 giorni dopo l'esposizione, per consentire all'antigene FeLV di raggiungere livelli rilevabili. È possibile che un gattino venga infettato dalla FeLV nell'utero materno. Poiché in questi casi non è possibile determinare quando si è verificata l'esposizione, raccomandiamo comunque di effettuare il test almeno 30 giorni dopo la nascita per garantire che l'antigene abbia raggiunto livelli rilevabili.¹

Quali tipi di campioni possono essere usati con il test SNAP FIV/FelV Combo?

Siero, plasma o sangue intero con anticoagulante (ad esempio, EDTA o eparina), fresco o conservato a 2°C - 8°C per una settimana al massimo.

Ho eseguito il test SNAP FIV/FelV Combo e ho ottenuto un risultato leggermente positivo. L'intensità del colore del punto di reazione significa qualcosa?

Qualsiasi gradazione di colore in uno qualsiasi dei punti del campione indica un risultato positivo.

Quante gocce di campione e di coniugato servono per eseguire il test SNAP FIV/FelV Combo?

Per il test SNAP FIV/FelV Combo servono 3 gocce di campione e 4 gocce di coniugato.

Ho usato un rapporto coniugato/campione sbagliato. I risultati ottenuti sono affidabili?

Consigliamo di eseguire nuovamente il test con il rapporto corretto di coniugato/campione indicato nel foglio illustrativo: 3 gocce di campione e 4 di coniugato.

Qual è il tempo di lettura per il test SNAP FIV/FelV Combo? È davvero importante?

Il risultato del test deve essere letto 10 minuti dopo l'attivazione del dispositivo. Il test non contiene alcuna soluzione di stop e, dopo 10 minuti, potrebbe svilupparsi una reazione colorimetrica che non è correlata al campione. Non considerare i risultati letti dopo 10 minuti.

Come deve essere conservato il test SNAP FIV/FelV Combo?

- + Conservare a una temperatura di 2-8 °C fino alla data di scadenza.
- + Tutti i componenti devono essere conservati a temperatura ambiente (18-25 °C) prima di eseguire il test. Lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti. Non riscaldare.

Per quanto tempo il test SNAP FIV/FelV Combo può essere conservato a temperatura ambiente?

Il test SNAP FIV/FelV Combo può essere conservato a temperatura ambiente per 14 ore, purché non venga rimosso dal suo involucro in alluminio. Dopo 14 ore, il prodotto deve essere riposto in frigorifero e può essere riportato a temperatura ambiente per un massimo di 30 volte.

Il mio test SNAP FIV/FelV Combo è rimasto fuori dall'involucro in alluminio tutta la giornata. Posso comunque usarlo?

Il test SNAP FIV/FelV Combo, come ogni altro test SNAP, deve essere usato entro due ore da quando viene estratto dall'involucro in alluminio.

Il mio analizzatore SNAPshot Dx può leggere il test SNAP FIV/FelV Combo?

No, l'analizzatore SNAPshot Dx™ non è in grado di leggere il test SNAP FIV/FelV Combo.

L'analizzatore SNAP Pro può leggere il test SNAP FIV/FelV Combo?

Sì, l'analizzatore SNAP Pro™ è in grado di leggere il test SNAP FIV/FelV Combo.

Riferimento bibliografico

1. Little S, Levy J, Hartmann K, et al. 2020 AAFP Feline Retrovirus Testing and Management Guidelines. *J Feline Med Surg.* 2020;22(1):5-30. doi:10.1177/1098612X19895940

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. • 09-2692843-00 • L'informativa sulla privacy di IDEXX è disponibile su [idexx.com](https://www.idexx.com).
Tutti i marchi sono di proprietà di IDEXX Laboratories, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.