

# Test SNAP *Leishmania*

## Accuratezza del test

### Sensibilità e specificità del test SNAP *Leishmania*

Analita	Metodo di riferimento (IFA <sup>1</sup> )	Risultato del test SNAP <i>Leishmania</i>		Totale	Sensibilità (LC al 95%)
		+	-		Specificità (LC al 95%)
<i>Leishmania infantum</i> <sup>1</sup>	+	83	5	88	98,8% (93,5%-100%)
	-	1	268	269	98,2% (95,8%-99,4%)

Tab. 1. Test SNAP *Leishmania* vs metodi di riferimento<sup>1</sup>

#### Riferimenti bibliografici

1. Dati in archivio presso IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.