

Informazioni sulla spedizione e la conservazione dei test SNAP

IDEXX si impegna a fornire prodotti diagnostici di massima qualità, consegnandoli presso la vostra struttura veterinaria quando necessari. Per ovviare alle variazioni di temperatura a livello regionale, soprattutto nei mesi estivi, sono stati eseguiti studi di stabilità nell'ambito del nostro processo di sviluppo. Questi studi prevedono prove di stress termico al fine di garantire che i test SNAP* siano in grado di sopportare le ragionevoli sollecitazioni che avvengono durante la spedizione e che le relative prestazioni non vengano compromesse da esposizione a diverse temperature durante il trasporto. L'imballaggio e l'aggiunta di borse ghiaccio sono specifici per prodotto e progettati per prevenire rapidi sbalzi di temperatura.

Per garantire la qualità del prodotto e l'integrità dell'imballaggio, i nostri prodotti vengono spediti e successivamente conservati nelle seguenti condizioni. **IMPORTANTE: Conservare i test SNAP immediatamente dopo il ricevimento secondo le istruzioni di imballaggio (le condizioni di spedizione possono differire dalle condizioni di conservazione).**

Test SNAP*	Condizioni previste di spedizione	La ricezione dei test avverrà entro questo periodo di tempo per garantire la qualità del prodotto	Conservazione necessaria una volta ricevuti i test
SNAP* 4Dx* Plus SNAP* Leish 4Dx* SNAP* Leishmania	Temperatura ambiente	Entro 60 ore dalla spedizione	A temperatura ambiente† per 6 mesi o conservato in frigorifero fino alla scadenza
SNAP* Feline Triple*	Temperatura ambiente	Entro 60 ore dalla spedizione	In frigorifero fino alla scadenza
SNAP* Filariosi cardiopolmonare SNAP* Parvo	Temperatura ambiente	Entro 48 ore dalla spedizione	A temperatura ambiente† fino alla scadenza
SNAP* Combo Plus SNAP* cPL* SNAP* <i>Giardia</i> SNAP* Lepto SNAP* Foal IgG	Temperatura ambiente	Entro 48 ore dalla spedizione	In frigorifero fino alla scadenza
SNAP* FeLV SNAP* fPL* SNAP* Feline proBNP	In ghiaccio	Entro 48 ore dalla spedizione	In frigorifero fino alla scadenza

† Temperatura ambiente: 18 °C–25 °C/64 °F–77 °F

Nota: In zone remote, IDEXX presta particolare attenzione a condizioni speciali di imballaggio e consegna, volte a garantire la qualità e l'integrità del prodotto.